

## *Hyrax / Spin / Vlinderbeugel*

Informatieblad 06

### **Wat is een Hyrax?**

De Hyrax is een beugel die vast zit in de bovenkaak en is ontworpen om de bovenkaak snel te verbreden. De Hyrax wordt eenmaal daags geactiveerd (tenzij anders aangegeven). Deze beugel moet ongeveer vier tot zes maanden in de mond blijven om een optimale bot-ingroei te verkrijgen, zodat de bovenkaak na verwijdering van de beugel niet weer smaller zal worden. Soms zal na verwijdering van de Hyrax een losse beugel geplaatst worden om de bovenkaak te stabiliseren. De Hyrax kan in combinatie met vaste- en/of andere apparatuur gebruikt worden.



### **Hieronder enkele richtlijnen over hoe deze beugel geactiveerd ('gedraaid') moet worden:**

- Gebruik het sleuteltje dat bij plaatsing meegegeven wordt en activeer de beugel zolang als voorgeschreven.
- Stop met draaien na het voorgeschreven aantal keren, ook al is je volgende controleafspraak pas op een later moment. Ook indien, om wat voor reden dan ook, je een afspraak gemist hebt.
- De beugel wordt geactiveerd door het sleuteltje in het gaatje naar beneden en naar achteren te duwen, totdat er een nieuw gaatje verschijnt. Verwijder het sleuteltje door deze in de richting van de tong/keel te duwen.
- Gedurende het activeren kan druk gevoeld worden op de brug van de neus of bij de boventanden. Na enkele dagen/weken ontstaat er mogelijk een ruimte tussen de voortanden. Deze spleet kan heel breed worden en plotseling ontstaan, maar deze verdwijnt meestal vanzelf weer binnen een aantal weken.
- Als het lijkt of de beugel los zit of wanneer er constante pijn is, bel dan zo spoedig mogelijk naar de praktijk voor het maken van een tussentijdse afspraak.
- De Hyrax is een extra belasting voor je mond. Goed poetsen van tanden en beugel is dan ook belangrijker dan ooit. Controleer na het poetsen of de beugel glimt; een doffe beugel wijst erop dat het niet goed schoon is. Daarnaast adviseren wij om dagelijks een mondspoelmiddel met fluoride (0,05%) te gebruiken. Dit is zonder recept te koop bij de drogist of apotheek. Spoel éénmaal per dag, maar niet in combinatie met het tandenpoetsen.
- Bij vragen, aarzel dan niet om ons te bellen!

**P.C. Wering** Orthodontist

Wernerlaan 1 • 1213 AR Hilversum • Tel 035 - 623 32 30 • [info@ortho-hilversum.nl](mailto:info@ortho-hilversum.nl) • [www.ortho-hilversum.nl](http://www.ortho-hilversum.nl)

**Specialist Dentomaxillaire Orthopaedie** ABN AMRO NLS7ABNA0416614922 • KvK 71992839

BIG nr: 290 455 720 02

