

Vakantie

Informatieblad 09



Zelfs als je luier, blijft je beugel aan het werk! Denk eraan dat er niets gebeurt als losse beugels alleen 's nachts worden gedragen: je gaat niet vooruit en niet achteruit. Maar als je de beugel ook 's nachts vergeet, dan moet je na de vakantie weer opnieuw beginnen! Bovendien: door de beugel niet te dragen, zal deze al snel niet meer passen. Verzorging van je gebit blijft ook belangrijk, vergeet dus niet je tandenborstel. Heb je een vaste beugel: neem de fluoride-oplossing en een extra doosje wax/zakje elastieken mee. Hieronder staan wat oplossingen voor als er zich problemen voordoen.

Gebroken uitneembare beugel Breekt een stukje plastic af of breekt een draadje, probeer dan vooral de beugel toch te blijven dragen. Als dat echt niet gaat, dan is dat niet anders. Bewaar de stukken, we kunnen ze misschien nog gebruiken voor reparatie.

Gebroken draad Wanneer de draad gebroken is, laat deze dan zitten als er geen klachten zijn. Steekt de draad uit en voelt het scherp, dan kun je voorzichtig met een nagelkniptang het scherpe stukje wegknippen

Los slotje Een los slotje kun je afdekken met wax als je er last van hebt. Als er naar de tand waar het slotje op zat een elastiekje ging, laat dan alle elastiekjes uit totdat het slotje weer is vastgezet. Wanneer je er geen last van hebt, kun je het losse slotje gewoon laten zitten. Het schuift dan misschien wel wat, maar dat is niet erg.

Los bandje / los buisje Als een bandje of een buisje los zit en last geeft, probeer dan of een orthodontist of tandarts dit weer kan vastzetten. Lukt dit niet en heb je er erg last van, maak dan het bandje of buisje voorzichtig los en bewaar het om de volgende keer mee te nemen. Wanneer aan het losse bandje/buisje een elastiekje vasthaakt, laat dan alle elastiekjes uit totdat het bandje/buisje weer is vastgezet. Zit er aan het bandje een buitenboordbeugel, dan moet deze natuurlijk worden uitgelaten. Als het bandje/buisje eraf is dan kan een eventueel los draadeinde vlak achter het bandje of slotje worden afgeknipt met een nagelkniptang.



P.C. Wering Orthodontist

Wernerlaan 1 • 1213 AR Hilversum • Tel 035 - 623 32 30 • info@ortho-hilversum.nl • www.ortho-hilversum.nl

Specialist Dentomaxillaire Orthopaedie ABN AMRO NL57ABNA0416614922 • KvK 71992839

BIG nr: 290 455 720 02

